

# Skill 205C - Reanimatie met resultaat op papier

## Hoofddoelen

- Het uitvoeren van een goede borstcompressie
- en het beademen van een slachtoffer

## Scenario

- Een reanimatie uitvoeren op de reanimatiepop, met een computer die aangesloten is met een laptop en printer. als je begint te reanimeren worden de handelingen geregistreerd op de laptop. deze kan dan uitgeprint worden



## Rol deelnemers

- 2 cursisten per oefening

***Opdracht: Zo goed mogelijk reanimeren, onafgebroken tussen start en einde dit wordt aangegeven door de instructeur***

### Andere scenario's

#### **Skill - reanimatie basic life support**

Basale reanimatie

#### **Skill 0205B - Reanimatie op muziek (actar)**

Reanimatie uitgevoerd op muziek met de actar poppen



**LEH**



**E-learning**



**EHBO**